

## ¿Porqué es importante la salud del hígado?

Situado en el lado derecho, en la parte superior derecha del abdomen, el hígado es el órgano sólido más grande de su cuerpo y uno de los que más trabaja.

Su hígado tiene 3 funciones principales:

- limpia su sangre,
- produce un importante líquido digestivo llamado bilis,
- almacena energía en forma de azúcar llamado glucógeno.

Hay 3 enfermedades hepáticas crónicas principales:

- esteatohepatitis no alcohólica (NASH) o enfermedad del hígado graso,
- hepatitis viral (VHC y VHB),
- enfermedad hepática alcohólica.

La enfermedad hepática crónica es silenciosa y está infradiagnosticada. El daño al hígado causado por enfermedades hepáticas crónicas a menudo puede revertirse mediante un diagnóstico e intervención precoces.

because liver health matters

echosens  
because liver health matters

Los productos de la gama FibroScan® son productos sanitarios de clase IIa conforme a la definición de la Directiva 93/42/CEE (CE 0459). Estos equipos están diseñados para su uso en un consultorio médico con el objetivo de medir la rigidez hepática y la atenuación del ultrasonido en pacientes con enfermedad hepática. Los exámenes con FibroScan® deberán ser realizados por un operador certificado por el fabricante o por su representante local autorizado. Se recomienda encarecidamente a los operadores que lean con detenimiento las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario y en el etiquetado de estos productos. Comprobar las condiciones de pago con los organismos encargados de los pagos. FibroScan® es una marca registrada de Echosens. Este material comercial no está destinado al público de EE. UU.  
© Copyright Echosens - Reservados todos los derechos

FibroScan®  
by echosens

Todo lo que necesitas saber sobre su examen de hígado con FibroScan®



## ¿Qué es el FibroScan®?

FibroScan® es la solución no invasiva de referencia estándar para el manejo integral de la salud del hígado. Se llama no invasivo ya que nada entra en su cuerpo.

FibroScan® envía un pulso de energía a su hígado, que le dará a su médico información importante sobre la salud de su hígado.

## ¿Por qué necesito un examen de hígado con FibroScan®?

La salud del hígado es de vital importancia independientemente de sus necesidades médicas. Como tal, el personal médico desea realizar un examen rápido para asegurarse de que no tenga daño hepático.

## ¿Cómo me preparo?

Use ropa cómoda que permita el acceso al lado derecho de su caja torácica.



Debe estar en ayunas durante al menos 3 horas antes de su examen.



## ¿Qué sucede durante el examen?

El examen lo realiza un operador capacitado (médico, enfermero, técnico):

- se tumbará boca arriba con el brazo derecho por encima de la cabeza,
- cruzará la pierna derecha sobre la izquierda para ayudar a abrir los espacios de las costillas,
- Se aplicará gel y la sonda se colocará entre los espacios de las costillas.

## ¿Duele?

No. FibroScan® es indoloro. Es posible que sienta una ligera vibración de la sonda mientras se toman las medidas.

## ¿Cuánto tiempo tarda?

Un examen FibroScan® suele tardar entre 5 y 10 minutos en realizarse.

## ¿Cuándo tendré los resultados?

El operador le dará los resultados inmediatamente después del examen. Además, el personal médico analizará cualquier acción clínica basada en su salud general, ya sea en persona o en un informe escrito.

*Escanee aquí para ver un examen del hígado con FibroScan®*



Obtenga más información sobre la salud del hígado y FibroScan®  
[echosens.com](http://echosens.com)

