



myFibroScan

El complemento diario al FibroScan®

**Evalúe la salud hepática
de su paciente con unos pocos clics**

FibroScan®
by echosens

Solución ligada al FibroScan®

Lleve su experiencia FibroScan® más allá con myFibroScan



myFibroScan

1

Interpretar con precisión los resultados del examen FibroScan® ahora es más rápido y fácil que nunca.

Guía de interpretación

Soporte mejorado para la toma de decisiones clínicas

La guía de interpretación utiliza datos de estudios clínicos para ayudarle a interpretar los resultados del examen FibroScan® y proporcionarle el estadio de fibrosis y el grado de esteatosis de sus pacientes.



2

myFibroScan le ayuda a evaluar la gravedad de la enfermedad hepática de su paciente.

Scores by echosens

Refuerzo de la evaluación de la enfermedad hepática asociando FibroScan® con marcadores biológicos

Un rango de puntuaciones para mejorar la atención al paciente en todo el proceso asistencial.

Fast™

Identificación de pacientes con NASH en riesgo

0,36

Agile 3+

Identificación de fibrosis avanzada en pacientes con NAFLD

0,67

Agile 4

Identificación de cirrosis en pacientes con NAFLD

0,20

3

myFibroScan es fácil, rápido e intuitivo.

↓ Visite myfibroscan.com o descargue la aplicación gratuita myFibroScan

Para la guía de interpretación

- Introduzca manualmente los resultados de FibroScan® o escanee el código QR* del informe FibroScan® para que los valores de LSM by VCTE™ (E) y CAP™ se introduzcan de forma automática.
- Seleccione la etiología.
- Obtenga el estadio de fibrosis y el grado de esteatosis según las publicaciones revisadas por expertos seleccionadas.

Para Scores by echosens

- Elija un Score.
- Introduzca los resultados del FibroScan® o escanee el código QR del informe.
- Introduzca manualmente los parámetros clínicos y biológicos.
- Obtenga la puntuación calculada.

Cree, guarde, imprima y comparta el informe con su paciente y sus compañeros.

Escanee el código QR para descubrir myFibroScan y vea el vídeo a continuación para comprobar lo fácil que es el proceso.



* Disponible sólo en la aplicación

4

Mire lo que dicen los profesionales sanitarios sobre myFibroScan



«myFibroScan me da una confirmación rápida con pruebas, lo que añade valor a la información que puedo proporcionar al paciente durante la exploración».

Louise Campbell, directora médica de Tawazun Health y comentarista experta de NICE, Reino Unido

5

myFibroScan ofrece servicios adicionales gratuitos a los usuarios de FibroScan®

Disponible en myfibroscan.com
o en la aplicación myfibroscan.

Vaya a la App Store o a Google Play,
descargue la aplicación en unos pocos clics.



Evalúe con más precisión la salud hepática de su paciente con solo unos clics.

Aproveche myFibroScan ahora

echosens

because liver health matters

Los productos de la gama FibroScan® son productos sanitarios de clase II conforme a la Directiva 93/42/CEE y están fabricados por Echosens™. Echosens es el fabricante legal de los marcadores Fast™, Agile 3+ y Agile 4. CE 0459 - ISO 13485. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en una consulta médica para medir la rigidez y la atenuación ultrasónica del hígado en pacientes con enfermedades hepáticas. Se recomienda encarecidamente leer con detenimiento las directrices e instrucciones incluidas en la guía de usuario y en el etiquetado del dispositivo. Los resultados obtenidos deben ser interpretados por un médico con experiencia en el manejo de las enfermedades hepáticas y teniendo en cuenta la historia médica completa del paciente. Fast™ es un producto sanitario para diagnóstico in vitro de conformidad con la Directiva 98/79/CE. Agile 3+ y Agile 4 son productos sanitarios de clase I de conformidad con la Directiva 93/42/CEE. La puntuación Fast es una herramienta para los médicos, calculada a partir de LSM y CAP (medición de FibroScan®) y AST, para ayudar a identificar entre los pacientes con sospecha de esteatopatías metabólicas (NAFLD), aquellos con EHNA fibrosante activa (NASH+NAS \geq 4+F \geq 2). La puntuación Agile™3+ es una herramienta para los médicos, calculada a partir del LSM (una medida de la elasticidad del hígado obtenida con el dispositivo FibroScan®), la AST, la ALT, las plaquetas, la posible presencia de diabetes, la edad y el sexo, para ayudar a identificar entre los pacientes con sospecha de esteatopatías metabólicas (NAFLD) aquellos con fibrosis avanzada. La puntuación Agile™4 es una herramienta para los médicos, calculada a partir del LSM (una medida de la elasticidad del hígado obtenida con el dispositivo FibroScan®), la AST, la ALT, las plaquetas, la posible presencia de diabetes y el sexo, para ayudar a identificar entre los pacientes con sospecha de esteatopatías metabólicas (NAFLD) aquellos con cirrosis. Estas puntuaciones se han desarrollado a partir de grupos de cohortes y se han publicado en la literatura revisada por expertos. Se presentan como servicios educativos destinados a los profesionales sanitarios autorizados. Aunque estas puntuaciones se refieren a cuestiones médicas y de salud específicas, no sustituyen ni reemplazan el asesoramiento médico personalizado y no están destinadas a ser utilizadas como única base para tomar decisiones médicas o de salud individualizadas. Lee atentamente los manuales de uso de las partituras.

© 2022 Copyright Echosens - Todos los derechos reservados - FibroScan® y las demás marcas son marcas comerciales o marcas de servicio debidamente registradas y pertenecientes al grupo Echosens. Fecha de revisión 052022.